




Dentalkegel



 **RESORBA**[®]
REPARIEREN UND REGENERIEREN



► Bauen Sie auf ein sicheres Fundament!

Jedes Gebäude ist nur so stabil, wie das Fundament auf dem es steht! Dies gilt im übertragenen Sinn auch für unsere Zähne.

Nach jeder Extraktion heilt das Alveolarfach ohne besondere Versorgung nur bindegewebig aus.

Es wird also der für den sicheren Sitz eines Implantats benötigte Knochen nicht nachgebildet und bereits nach kurzer Zeit schwindet der Kieferkamm an der Extraktionsstelle.

Soll zu einem späteren Zeitpunkt ein Implantat gesetzt werden, muss der Kieferkamm zuvor erst wieder aufgebaut werden. Dies ist zeit- und kostenintensiv, für den Patienten schmerzhaft und nicht vollständig ohne Risiko.

Legen Sie also bereits unmittelbar nach der Zahnextraktion das Fundament für eine zeitgemäße und erfolgreiche Implantatversorgung!

RESORBA®

- GENTA-COLL *resorb*® MKG Dentalkegel
- PARASORB® Dentalkegel

► Erhalten statt Wiederaufbauen!

Wertvolle Bausubstanz muss erhalten bleiben, auch in unserem Kiefer! RESORBA® Dentalkegel helfen auf mehrfache Weise, den Alveolarfach zu erhalten:

- Stabilisierung des Blutkoagels im Alveolarfach
- Angiokonduktiv – schnelle Revascularisierung der empfindlichen vestibulären Knochenlamelle
- Osteokonduktiv – fördert die vollständige knöcherne Ausheilung des Alveolarfachs
- Verhindert das Durchwachsen mit Bindegewebe
- Schnelle, einfache Applikation
- Rasche Integration im umliegenden Gewebe
- Fördert die Wundheilung
- Begünstigt die Anhaftung von Zellen
- Stabile Struktur
- Optional lokaler antibiotischer Schutz der Extraktionsstelle

Das sichere Fundament für ein optimales Implantatergebnis!



Darreichungsformen und Packungsgrößen:

| REF | | Maße | VE | PZN | |
|---------|--|-------------------------|----|---------|--|
| MK 10 | GENTA-COLL <i>resorb</i>® MKG Dentalkegel zum Einbringen in die Alveole mit antibiotischem Schutz | Ø 1,2 cm Höhe 1,6 cm | 10 | 2582733 | 1 Kollagen-Kegel enthält 22,4 mg equine, native Kollagenfibrillen 16 mg Gentamincinsulfat, entsprechend 8,80 - 11,44 mg Gentamicin |
| DK-1010 | PARASORB® Dentalkegel zum Einbringen in die Alveole | Ø 1,2 cm Höhe 1,6 cm | 10 | 5956252 | 1 Kollagen-Kegel enthält 22,4 mg equine, native Kollagenfibrillen |

Resorba Wundversorgung GmbH + Co. KG
Am Flachmoor 16
D-90475 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 91 28 - 91 15 - 0
Fax : +49 (0) 91 28 - 91 15 - 91
E-Mail: infomail@resorba.com
www.resorba.com



04/2008 P1028

 **RESORBA®**
REPARIEREN UND REGENERIEREN