









# STAHLDRAHT

## Sterile Nadel-Faden-Kombination




Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Art/sort	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
<b>1/2-Kreis schneidende Rundkörper = HRTX</b> <i>1/2 circle, trocar point, round bodied = HRTX</i>						
<b>⊙ HRTX 50</b> 	7	5	4 x 0,45	monofil	L 99063	1
	8	6	4 x 0,45	monofil	Multi-L-Pack L 99064	1
	9	7	4 x 0,45	monofil	Multi-L-Pack L 99065	1
Sternum-Naht / Sternum-Suture 	7	5	6 x 0,45	monofil	Multi-L-Pack L 99066	1
	8	6	6 x 0,45	monofil	Multi-L-Pack L 99067	1
<b>1/2-Kreis schneidende = HS</b> <i>1/2 circle, reverse-cutting = HS</i>						
<b>▼ HS 35</b> 	3	2-0	0,60	monofil	99112	3
<b>▼ HS 120</b> 	6	3	0,60	monofil	99115	1/2
Patella-Naht / Patella-Suture Set 						
<b>3/8-Kreis schneidende = DS mit PREMIUM-Schliff = DSM</b> <i>3/8 circle, reverse cutting = DS PREMIUM cut = DSM</i>						
<b>▽ DSM 13</b> 	1	5-0	0,45	monofil	99157	3
	1.5	4-0	0,45	monofil	99158	3
PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut 						
<b>▼ DS 18</b> 	1	5-0	0,45	monofil	99144	3
	1.5	4-0	0,45	monofil	99145	3

# STAHLDRAHT

## Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Art/sort	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen		
	metric	USP						
<b>Einfache Unterstützungsnaht</b> <i>Tension suture</i>								
	5	2	0,45	polyfil	991411U	1/4		
	5	2	0,45	polyfil	S 991411	1/4		
	6	3	0,45	polyfil	S 991412	1/4		
				Polyethylenbeschichtet <i>Coated with Polyethylene</i>				
				Polyethylenbeschichtet <i>Coated with Polyethylene</i>				
Zubehör: je 2 Moosgummiplatten ø 35 mm, Polyesterscheiben ø 30 mm und 4 Bleiplomben (2 fest, 2 lose) <i>Incl. accessories</i>								
<b>Doppelte Unterstützungsnaht</b> <i>Double-armed Tension suture</i>								
<b>▼ 2 x DS 90</b>								
	5	2	0,75	polyfil	991413 U	1/2		
	6	3	0,75	polyfil	991414 U	1/2		
	5	2	0,90	polyfil	S 991413	1/2		
	6	3	0,90	polyfil	S 991414	1/2		
				Polyethylenbeschichtet <i>Coated with Polyethylene</i>				
				Polyethylenbeschichtet <i>Coated with Polyethylene</i>				
Zubehör: je 2 Nylonplatten 80 x 23 mm und Moosgummiplatten 82 x 25 mm <i>Incl. accessories</i>								
<b>Sehnen-Nähte</b> <i>Tendon Suture</i>								
<b>Sehnen-Naht nach LENGEMANN mit Widerhaken</b> <i>LENGEMANN's Tendon Suture with barb</i>								
	● GR 51	▼ HS 22	2	3-0	0,35	polyfil	LE 99092	1
			3	2-0	0,35	polyfil	LE 99093	1
Zubehör: je 2 Silikon-Gummi-, Polyesterscheiben (1 Loch) und Aluplomben <i>Incl. 4 buttons</i>								



# STAHLDRAHT

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen

*Sterile pre-cut suture, non-needled*

Stärke Nr. gauge no. metric   USP		Länge/length m	Art/sort	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
3	2-0	<b>5 x 0,15</b>	monofil	V 551	2
3.5	0	<b>5 x 0,15</b>	monofil	V 651	2
3.5	0	<b>3 x 0,50</b>	monofil	V 635	2
4	1	<b>3 x 0,50</b>	monofil	V 735	2


# TITANDRAHT

Sterile Nadel-Faden-Kombination

*Needle - suture - combination, sterile*

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no. metric   USP		Länge/length m	Art/sort	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
<b>1/2-Kreis schneidende Rundkörper = HRTX</b> <i>1/2 circle, trocar point, round bodied = HRTX</i>	7	5	1 x 0,45	monofil	LT5145	1
	7	5	4 x 0,45	monofil	Multi-L-Pack LT5445	1
	8	6	4 x 0,45	monofil	Multi-L-Pack LT6445	1

▼ HRTX 50



Sternum-Naht / Sternum-Suture